

comco

BRUKSANVISNING

Solatium Basmadrass Medium m/trikåöverdrag



Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Säkerhetsföreskrifter | 3 |
| Introduktion | 3 |
| Uppackning | 3 |
| Användning | 3 |
| Fakta Solatium Basmadrass Medium m/trikåöverdrag | 4 |
| Storlekar | 4 |
| Destruering | 4 |
| Retur och reklamationer | 4 |
| Tillverkare | 5 |

Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd

Introduktion

Solatium Bas madrass Medium m/trikåöverdrag placeras vid användning direkt på sängbotten. Madrassen är lämplig att använda i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö.

Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

Användning

Solatium Bas madrass Medium m/trikåöverdrag placeras vid användning direkt på sängbotten. Används av brukare med varierande grad av funktionsnedsättning. Madrassen ger god komfort och tryckutjämning.

Fakta Solatium Basmadrass Medium m/trikåöverdrag

Fyllning 12cm Kallskum 35kg/m³

Triksåöverdrag TCS 70g/m²

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Rekommenderad brukarvikt 0-130kg

Triksåöverdraget är tvättbart i 60 grader

Madrassens överdrag är försedd med dragkedja

Madrassen inkl överdrag uppfyller SS-EN 597-1:1994 (glödande cigarett) och SS-EN 597-2:1994 (gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka)

Madrassens förpackning är märkt med: Artikelnummer, produktnamn samt tillverkningsdatum

Storlekar

Solatium Basmadrass Medium m/trikåöverdrag finns i följande storlekar:

85x200cm, artikelnummer STR3512-085200

90x200cm, artikelnummer STR3512-090200

105x200cm, artikelnummer STR3512-105200

120x200cm, artikelnummer STR3512-120200

Hygienöverdrag (tillbehör)

85x200cm, artikelnummer S-TM12-085200

90x200cm, artikelnummer S-TM12-090200

105x200cm, artikelnummer S-TM12-105200

120x200cm, artikelnummer S-TM12-120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål

Destruering

Solatium Basmadrass Medium m/trikåöverdrag samt emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelsen är rapporterad till oss. Returnering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Tillverkare



COMCO AB

Kontakt:

Telefon: 040 45 47 87

Fax: 040 45 47 99

E-post: info@comco.se

Postadress:

COMCO AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Godsadress:

COMCO AB

Radiatorvägen

Gate 8

283 43 Osby

Support:

Helgfria vardagar 08.00-16.30