

---

## SOLATIUM BASMADRASS MEDIUM M/TRIKÅÖVERDRAG

---



---

Solatium Basmadrass Medium m/ trikåöverdrag används av brukare med varierad grad av funktionsnedsättning. Solatium Basmadrass Medium m/trikåöverdrag ger god komfort och har tryckavlastande egenskaper.

ARTIKEL/STORLEK	FAKTA
Artikel STR3512-085200 – 80x200x12cm	Hygienöverdrag: Trikå
Artikel STR3512-090200 – 90x200x12cm	Kärna: 12cm Kallskum 35kg/m <sup>3</sup>
Artikel STR3512-105200 – 105x200x12cm	Rekommenderad brukarvikt 0-130kg
Artikel STR3512-120200 – 120x200x12cm	Färg: Vit
Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål	Förpackning: Rullpackad
	Tvättråd: 60° C
	Testad och godkänd enligt EN597-1 och EN597-2

### COMCO AB