

---

## SOLATIUM HEAVY

---



---

Solatium Heavy används i vårdmiljöer och är anpassad för tyngre brukare. Madrassen placeras direkt på sängbotten.

ARTIKEL/STORLEK	FAKTA
Artikel HESO-09020015 – 90x200x15cm	Hygienöverdrag: Ångpermeabelt material som inte släpper igenom fukt/kroppsväskor samt är elastiskt i två riktningar. Avtorkningsbart med ytdesinfektionsmedel. Blixtlås med droppskydd på tre sidor. Överdraget är försett med bärhandtag.
Artikel HESO-09021015 – 90x210x15cm	
Artikel HESO-10520015 – 105x200x15cm	
Artikel HESO-10521015 – 105x210x15cm	
Artikel HESO-12020015 – 120x200x15cm	
Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål	Kärna: 55kg/m <sup>3</sup> Rekommenderad brukarvikt 0-250kg Färg: Blå Tvättråd: 95° C samt efterföljande torktumling

### COMCO AB