

PRODUKTBLAD

Hygienöverdrag



CE-Märkning

Hygienöverdraget är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Introduktion

Detta heltäckande madrasskydd finns att beställa som tillbehör till COMCOs mjukfiber-madrass och 3-delad mjukfiber-madrass. Hygienöverdraget är ångpermeabelt, men släpper inte igenom fukt/kroppsvätskor.

Fakta Hygienöverdrag

Tyg: Polyester / Polyuretan

Färg: Vit

Förpackning: Förpackad styckvis i klar plast

Brandtest: SS 8760001

Etikett med anvisningar om tvätt, artikelnummer och storlek är placerad på insidan av överdraget.

Storlekar

80x200 cm, artikelnr HM-080200

90x200 cm, artikelnr HM-090200

105x200 cm, artikelnr HM-105200

120x200 cm, artikelnr HM-120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål.

Rengöring

Överdraget tvättas i 90°C och kan även torktumlas.

Destruering

Såväl madrassöverdrag som emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelsen är rapporterad till oss. Returering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Tillverkare

Kontakt

Telefon: 040 45 47 87

E-post: info@comco.se

Webbplats: www.comco.se

Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Postadress

COMCO AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Godsadress

COMCO AB
Radiatorvägen, Port 5-8
283 43 Osby